

FLOW
BALBOA CHEMICAL
www.flowquimica.es



SOLUCIONES 100% EFICACES

C/ Dinamismo, 3
28906, Getafe, Madrid
+34 91 808 25 29
info@flowquimica.es
www.flowquimica.es

Solución Hidroalcohólica

Línea Cosmética

Favorece la hidratación de las manos para un uso intensivo.

H-0131 75° Alcohol + 1% Glicerina + 1% Perfume

H-0111 75° Alcohol + 1% Glicerina

- 60ML (CAJA DE 70 UDS).
- 250ML (CAJA DE 20 UDS).
- 500ML (CAJA DE 24 UDS).
- 1L (CAJA DE 15 UDS).
- 5L (CAJA DE 4 UDS).



60ML
LONGITUD: 132MM
DIÁMETRO: 30MM



250ML
LONGITUD: 220MM
DIÁMETRO: 47MM



500ML
LONGITUD: 180MM
ANCHURA: 85MM
GROSOR: 60MM



1L
LONGITUD: 285MM
DIÁMETRO: 80MM


[CLICK PARA VER FICHA TÉCNICA FRESH](#)
[H-0131 Nº CPNP 3331413](#)

[CLICK PARA VER FICHA TÉCNICA SIN AROMA](#)
[H-0111 Nº CPNP 3330487](#)

Mascarilla tricapa de tela no tejida E-MASK

- Ajustable en puente nasal. Engarzado sin costuras.
- Bandas elásticas para un mejor ajuste.
- Certificado CE verificado.
- REF: E-MASK (azul).
- REF: E-MASKNE (negra).
- Pack de 50 unidades.

Ofertas especiales para distribuidores >1.000 unidades.
Consultar precio.



[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)

Mascarilla nivel de protección FFP2 E-MASKFFP2

- CE verificado NB 2163 UNE EN 149:2001 + A1:2009.
- 4 Capas tela no tejida.
- Ajustable en puente nasal con bandas elásticas para mayor comodidad.
- Certificado CE verificado.
- 10 - 500 uds.
- 550 - 1000 uds.
- > 1.000 uds.
- > 5.000 uds.



[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)

Mascarilla de tela tricapa

E-MASKWASH

Norma UNE 0065:2020

- Capas: microfibra antibacterias (UNE 0065:2020) OEKO-TEX® Standard 100, TNT y Viscosa/Poliéster.
 - Bandas elásticas: antipolvo y ajustables.
 - Color: Negro (color personalizable a partir de >100 unidades).
 - Bordado 1 logotipo 80mmx10mm (precio 1,50€/ud) incluido a partir de >100 unidades.
 - Talla única.
 - Diseño ergonómico 3D.
 - Lavable a +60°C.
 - Eficacia de filtración: >90% (BFE) ensayo de eficacia de filtración bacteriana, apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.
 - Respirabilidad: presión diferencial, (Pa/cm²) apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019 < 60.
-
- Hasta 100 unidades - Entrega en 2 semanas.
 - 100 a 600 unidades - Entrega en 3 semanas.
 - A partir de 600 unidades -Consultar tiempo de entrega.

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)



Pantalla abatible de protección facial E-FACEPRO

Cumple los requisitos del reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

- Diseñada para ofrecer el mayor confort para un uso prolongado.
- Soporte y cinta de ajuste en silicona esterilizable que cumple con el Reglamento CE nº 1935/2004 del Parlamento Europeo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Grapa sujeción, grado alimentario.
- Lámina Glasspack PVC 300 micras.

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)

Salvaorejas de Silicona

- Diseñada para facilitar el uso prolongado de mascarillas.



Limpiador Multiusos

Contiene: Alcohol, Desengrasante, Dióxido de Cloro 100 ppm

- 1L botella con pulverizador.
- 5L garrafa.

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)



Kit para generación Dióxido de Cloro puro estable 7.500 ppm

FLOWCID KIT Reactivo A 4.5L + Activador B 0.5L

Para su generación, el dióxido de cloro generado es un producto biocida y la generación del mismo debe estar registrado bajo la normativa pertinente.

5L garrafa.

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA A](#)

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA B](#)

[CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN](#)



[INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN](#)

[CLICK PARA VER VÍDEO](#)

Limpiador Multiusos de Superficies Alcohol 75° ALCOFLOW

- 1L botella con pulverizador.
- 5L garrafa.

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)



Kit para generación de Dióxido de Cloro puro estable 100 ppm Reactivo A 50ml + Activador B 50ml

Para su generación, el dióxido de cloro generado es un producto biocida y la generación del mismo debe estar registrado bajo la normativa pertinente.

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA A](#)

[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA B](#)



Guantes desechables nitrilo sin polvo CLGUNAZ

- Guantes de examen desechables de nitrilo sin polvo.
- Tallas S, M, L, XL.
- Caja de 100 unidades.
- Marcado CE.



[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)

Dispensador de pared para solución hidroalcohólica CDOSIHID

- Especialmente diseñado para evitar pérdidas.
- Capacidad >800ml.



[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)

Test instantáneo de dióxido de cloro

- Bote de 50 unidades.





[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)

Dispensador de suelo para solución hidroalcohólica CDOSIHIS

Hasta 100 unidades:

- Dispensador sin extras.
- Dispensador con cámara.
- Dispensador con cámara y detección temperatura con cámara termográfica.
- Plazo de entrega: 4 semanas



ESTRUCTURA
Chapa metálica lacada en blanco
Opcionalmente se puede personalizar para cada cliente

CARTEL EXPLICATIVO
Cartel opcional explicativo de cómo lavarse las manos



[CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA](#)


Dispensador de pared o sobremesa para solución hidroalcohólica CDOSIHIM

Hasta 100 unidades:

- Dispensador sin extras.
- Dispensador con cámara.
- Dispensador con cámara y detección de temperatura con cámara termográfica.
- Plazo de entrega: 4 semanas


Vinilos de distancia de seguridad

- Tira. Medidas 800x80mm.
- Circular. Medida: 150mm diámetro.
- Producto personalizable.



Mamparas de seguridad

- Medidas mampara: 900mmx650mm.
- Medidas soporte: 400x200mm diámetro.
- Producto personalizable.





C/ Dinamismo, 3
28906, Getafe, Madrid
+34 91 808 25 29
info@flowquimica.es
www.flowquimica.es

El IVA no está incluido en los precios de este dossier.