


Balboa Chemical, S.L.
www.flowquimica.es
info@flowquimica.es
+34 91 808 25 29
C/ Dinamismo,3
P.I. Los Olivos
28906 Getafe, Madrid
Spain

A-0631



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



LIMPIADOR DE RADIADORES LIMPIADOR DE CIRCUITO CERRADO Y REFRIGERACIÓN

El limpiador desincrustante de radiador es el producto idóneo para una limpieza profunda del sistema de refrigeración por medio de agua. Separa óxido, sarro, diluye aceite y grasa y es inofensivo para los tubos flexibles, las uniones de caucho y todos los metales del sistema de refrigeración. Uso recomendado cuando se aprecian cambios color anticongelante debido a oxidación sistema refrigeración.

Modo de empleo

Uso directo. Rellenar el circuito de refrigeración con el producto, recircular durante circuito con producto, esperar aproximadamente 15 minutos y vaciar completamente. Aclarar posteriormente con agua y rellenar el circuito con Anticongelante G12.

Apariencia

Color

Olor

pH

Descripción química

Transparente

Amarillo

Característico

Ácidos Inorgánicos oxidantes

Atención

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. - P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. - Contiene: Fosfonatos (% (p/p) < 5) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



05/12/2018

BALBOA CHEMICAL